



и процесса обмена веществ, что делает кровообращение более интенсивным, снимает возбуждение клеток и облегчает боль. Уменьшает спазмы.

3. Химическое действие: Ультразвук может ускорить катализ и обмен веществ, а также привести к щелочности pH, таким образом, он полезен для проникновения и действия лекарственного средства.

3. Методы использования:

1. Чистка кожи: нанесите на кожу, требующую ухода, очищающее средство, возьмите ручку очистителя, установите режим работы и уровень мощности. Установите передний очиститель к коже под углом 45 градусов, продолжая распылять жидкость вместе с нежелательным материалом, который необходимо очистить.
2. Уход за кожей: нанесите на кожу питательный раствор, держите ручку, сохраняйте равномерный контакт задней части ручки с кожей и отрегулируйте силу скребка в соответствии с ощущениями пациента.

4. Меры предосторожности

1. Аппарат не подходит для лиц, которые носят металлические предметы, имеют кожные заболевания и сильную аллергическую реакцию.
2. Во время обработки необходимо обеспечить наличие достаточного количества очищающего или питательного средства
3. Не обрабатывайте одно и то же место на коже слишком долго.
4. При использовании прибора не закрывайте глаза.
5. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию оборудования и проводку в рукоятке.
6. Не заливайте воду в рукоятку, так как она не является водозащищенным прибором.
7. По завершении обработки отсоедините шнур питания от сети.